

Diminution du poids du bouchon et de la finition du col

Conversion de col de 38 mm à 33 mm

VALEUR ET AVANTAGES

- **Diminution du poids du bouchon et de la finition du col**
- Définition des solutions techniques à appliquer sur la FMa
- Possibilité de gérer les cols de 33 mm et les bouchons sur la FMa (Sensofill et Combi Predis avec Capdis)

		38 mm	33 mm
Bouchon	Poids (g)	3 g	2,2 g
	Hauteur (mm)	15 mm	12 mm
Col	Poids (g)	4,3 g	2,9 g
	Hauteur (mm)	16,5 mm	12,9 mm

DESCRIPTION

- La solution actuelle permet de remplir des bouteilles avec une finition de col 38 mm.
- La nouvelle solution propose un col 33/12 avec un nouveau design de pinces destiné à renforcer la stabilité



Valeur : flexibilité

Équipements : remplisseuses aseptiques (FMa)

Code catalogue : SP007